

for-med.nl

customized medical accessories



PRODUKTKÜBERSICHT 2026 FOR-MED – ALMEDIS

PRODUKT Übersicht

Hier finden Sie einen Überblick über die Produkte unseres Partners **for-med**.

almedis Altmann GmbH

Museumstraße 69 | 38229 Salzgitter

Tel.: 05341 40 125 30 | info@almedis.de

Fax: 05341 40 125 39

LAGERUNGSHILFEN *(für die Nuklearmedizin sowie die Radiologie)*

Kopf- und Armstütze mit Handgriff	1
Kopf- und Nackenstützen	2
Kopfstütze für Neuro-Untersuchungen Beinstütze	3
Mammastütze	4
Hand- und Fingerstützen	5
Kniekissen	6
Fußstütze für SPECT/CT - PET/CT	7
Armгурт Papierrollen-Halter	8
Keile	9
Blöcke	10

INJEKTIONS- UND DOSIERSYSTEME

Manuelle Injektionseinheit	11
Manuelles Dosiersystem	11

ABSCHIRMUNGEN

Fläschchen-Container mit Bajonettverschluss	12
Spritzenabschirmungen aus Acrylglas	12
Spritzenabschirmungen mit Bleiglas	13
Abfallbehälter	14
Abfallbehälter für Nadeln	14

Set: Kopf- und Armstütze mit Handgriff

Head rest, Arm support and Handgrip

Die Kopf-/Armstütze mit Handgriff wurde speziell entwickelt, um dem Patienten während der Diagnostik eine bequeme Position zu ermöglichen und gleichzeitig eine korrekte Ausrichtung beizubehalten, sowie Kollisionen zwischen den beteiligten Geräten und dem Patienten zu vermeiden.

Der Handgriff kann optional verwendet werden. Die Hände werden dabei gekreuzt, um die Arme optimal zu fixieren und den Patienten in der Position zu halten.

Die Kopfstütze wird auch bei Gehirn-Untersuchungen in Rückenlage verwendet.



ARMSTÜTZE

Arm support


48 X 30 X 21 CM
ART.-NR.: 886.061



KOPFABLAGE

Head rest

25 X 22 X 10 CM
ART.-NR.: 886.025



HANDGRIFF

Handgrip

33 X 24 X 33 CM
ART.-NR.: 886.119



ERHÖHUNG FÜR KOPFABLAGE (OPTIONAL)

ART.-NR.: 886.068





Kopfstütze-BL (Bauchlage)

Head rest front foam

Die Kopfstütze-BL ist für das Gesicht konzipiert und wird verwendet, um den Kopf in Bauchlage zu fixieren. Der Schaum ist für einen hohen Komfort während der Diagnostik optimiert.

Die Kopfstütze-BL kann in Kombination mit anderen Lagerungshilfen in Bauchlage verwendet werden, um die Belastung des Nackens zu reduzieren (z.B. Mammastütze, Handstütze-SP).

22 X 22 X 14 CM

ART.-NR.: 886.088



Kopfstütze-RL (Rückenlage)

Headrest back

Die Kopfstütze-RL ist für die Rückenlage konzipiert und hält den Kopf in Position.

Die Kopfstütze-RL lässt sich mit der Armstütze und dem Handgriff kombinieren. Mehr dazu finden Sie auf Seite 1.

25 X 22 X 10 CM

ART.-NR.: 886.025



Nacken-/Schilddrüsenstütze (Rückenlage)

Neck support (thyroid)


Die Nackenstütze dient zur Stabilisierung und Fixierung des Kopfes, sodass beim Scannen immer die gleichen Blickwinkel gegeben sind. Das Kinn kann für Schilddrüsen-scans nach hinten gekippt werden, um eine optimale Projektion der Schilddrüse zu ermöglichen.

Der verwendete Spezialschaumstoff sorgt für hohen Komfort und Unterstützung des Halses.

27 X 17 X 15 CM

ART.-NR.: 867.100





Kopfstütze für spezielle Neuro-Untersuchungen *Head rest special neuro*

24 X 19 X 9 CM



ART.-NR.: 886.139



Kopfstütze - Wedge 15 S *Wedge 15 Headrest S*

19 X 19 X 10 CM

ART.-NR.: 886.154




Beinstütze *Leg support*

Die Beinstütze wurde zur stabilen und komfortablen Lagerung der Beine während der Untersuchung entwickelt. Die ergonomisch geformten Aussparungen unterstützen eine definierte Positionierung und tragen zu einer reproduzierbaren Ausrichtung bei.

Der spezielle Schaumstoff sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und erhöht den Patientenkomfort während der Untersuchung.

40 X 20 X 15 CM



ART.-NR.: 886.014



Mammastütze (Bauchlage)

Breast support prone position

Die Mammastütze wurde speziell entwickelt, um eine bequeme Position für die Patientin während der Brustdiagnostik zu ermöglichen und gleichzeitig die richtige Ausrichtung beizubehalten.



KOPFSTÜTZE
Head rest front foam

22 X 22 X 14 CM

ART.-NR.: 886.088

MAMMASTÜTZE
Mammo mattress

97 X 45 X 12 CM

ART.-NR.: 886.019

VERLÄNGERUNGSKEIL
Mammo extension wedge

1147 X 45 X 12 CM


ART.-NR.: 886.091

Handstützen


Hand support(s)

Die Handauflage soll dem Patienten während der Diagnostik eine bequeme Position ermöglichen und gleichzeitig sicherstellen, dass die richtige Ausrichtung beibehalten wird.

Die Handstütze bietet eine gute Stabilität und Reproduzierbarkeit bei der Bildgebung der Hände in einer festen Position.



“Superman-Position“



Sitzende Position (Small)

SUPERMAN-POSITION


120 X 48 X 13 CM

ART.-NR.: 935.200

SITZENDE POSITION (SMALL)

40 X 40 X 3 CM

ART.-NR.: 935.300




Fingerstütze

Finger grip

Die Fingerstütze gewährleistet eine stabile und komfortable Position der Finger während der Bildgebung. Sie unterstützt eine gleichmäßige Ausrichtung und trägt zur hohen Reproduzierbarkeit der Aufnahmen bei.

Der ergonomisch geformte Spezialschaumstoff sorgt für angenehmen Halt und reduziert ungewollte Bewegungen während der Untersuchung.



13 X 11 X 7 CM

ART.-NR.: 886.065



Kniewinkelkissen

Knee angle

Der Kniewinkel bietet den Patienten eine bessere Unterstützung während sie liegen.

Durch die Beugung der Knie wird der Rücken des Patienten konvexer, wodurch der Rücken bei der Diagnostik besser gestützt wird.

48 X 11,5 X 35 CM

ART.-NR.: 886.012





Kniekissen rund

Knee round

12 X 39 CM

ART.-NR.: 886.010



KnEEKissen rund 2

Knee round 2

15 X 7,5 X 39 CM


ART.-NR.: 886.011

Kniekissen rund 2H

Knee round 2H

15 X 11,5 X 39 CM

ART.-NR.: 886.134





Fußstütze für SPECT/CT - PET/CT

Foot support for SPECT/CT - PET/CT

Diese Lagerungshilfe wurde speziell entwickelt, um dem Patienten während der Diagnostik eine bequeme Position zu ermöglichen und gleichzeitig die richtige Fußausrichtung beizubehalten.

Die Fußstütze fördert den Patientenkomfort und ist ideal für den Einsatz bei langwierigen Verfahren, da sie zu einer besseren Stabilität und Reproduzierbarkeit in Bezug auf den Zielbereich beiträgt.



ERWEITERTE FUSSTÜTZE *Extended foot support*

1013 X 35 X 11 CM

ART.-NR.: 1148.100

(nur in Kombination)

KEIL V *Wedge V*


25 X 24 X 7 CM


ART.-NR.: 886.113

FUSSTÜTZE G-PET *Foot support G-Pet*

51 X 30 X 26 CM

ART.-NR.: 888.300





Armгурт *Body strap*

Der Armgurт mit Klettverschluss dient zur sicheren Lagerung des Patienten. Er wird um den Körper sowie die Arme gelegt, oder lediglich als doppelte Armschlaufe über dem Bauch geführt, was von vielen Patienten als angenehmer empfunden wird. Der Armgurт unterstützt eine stabile Armposition während der gesamten Untersuchung. Die Verwendung seitlicher Tischerweiterungen zur Armablage ist hiermit nicht notwendig.

Mit den Maßen von 160 x 30 cm bietet der Gurт eine flexible Anpassung und trägt zu einer hohen Reproduzierbarkeit der Aufnahmen bei.

160 X 30 CM

ART.-NR.: 856.020

Für die individuelle **Verlängerung** des Armgurtes sind **3 Längen** optional erhältlich:

BODYSTRAP EXTENDER S
- 30 CM -

ART.-NR.: 756.024

BODYSTRAP EXTENDER M
- 50 CM -

ART.-NR.: 756.025

BODYSTRAP EXTENDER XL
- 110 CM -

ART.-NR.: 756.023

Papierrollen-Halter (50 x 10) *Paper roll dispenser (50 x 10)*

Der Papierrollenhalter ermöglicht eine einfache und hygienische Bereitstellung von Liegenabdeckungen während der Untersuchung. Er sorgt für ein kontrolliertes Abrollen und unterstützt einen effizienten Arbeitsablauf.

Die stabile Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Nutzung und eine unkomplizierte Handhabung.




53 X 12 X 12 CM

ART.-NR.: 651.400


Keile *Wedges*



WEDGE 45-3




WEDGE 21



WEDGE 21-2



WEDGE 45-M-(S)



WEDGE 45-M-2-(S)



WEDGE 15



WEDGE 15-2

ART. NR. 886.003 | **WEDGE 45-3** | 7,5 X 7,5 X 18 CM

ART. NR. 886.007 | **WEDGE 21** | 18 X 7.5 X 18 CM

ART. NR. 886.067 | **WEDGE 21-2** | 18 X 7.5 X 36 CM


ART. NR. 886.084 | **WEDGE 45-M-(S)** | 18 X 18 X 18 CM

ART. NR. 886.085 | **WEDGE 45-M-2-(S)** | 18 X 18 X 39 CM

ART. NR. 886.117 | **WEDGE 15** | 25 X 6 X 18 CM

ART. NR. 886.131 | **WEDGE 15-2** | 25 X 6 X 39 CM


Blöcke *Blocks*




BLOCK 2



BLOCK 4



BLOCK 6



BLOCK 10

ART. NR. 886.032 | **BLOCK 2** | 18 X 18 X 2 CM

ART. NR. 886.034 | **BLOCK 4** | 18 X 18 X 4 CM


ART. NR. 886.036 | **BLOCK 6** | 18 X 18 X 5,7 CM

ART. NR. 886.040 | **BLOCK 10** | 18 X 18 X 9,5 CM

***Individuelle Lösungen und abweichende Maße auf Anfrage.**

Kontaktieren Sie uns dazu bitte per Mail: info@almedis.de

*Die Lagerungshilfen der Firma for-med sind zugelassene Medizinprodukte.
Bitte beachten Sie die Gebrauchs- und Reinigungshinweise.*



Manuelle Injektionseinheit *Manual Injector Unit*

Die manuelle Injektionseinheit wurde entwickelt, um eine individuelle Dosis-einheit von Radiopharmazeutika (z. B. FDG) mit Hilfe des manuellen Dosier-systems gemessen und abgeschirmt aufzuziehen, abgeschirmt zum Patienten zu bringen und diese Dosis anschließend abgeschirmt manuell dem Patienten zu verabreichen.

Die manuelle Injektionseinheit aus Wolfram (*tungsten*) dient zur Abschirmung einer 10 ml Spritze. Auf Wunsch ist sie auch für Spritzen von 5 ml und 20 ml erhältlich. Die Abschirmung der Injektionseinheit für die 10 ml Spritze besteht aus 17mm Wolfram (*tungsten*). Bei der Injektionseinheit für die größeren Spritzen (20ml) reduziert sich die Wandungsdicke der Abschirmung.

ART.-NR.: 856.150

* Weitere Abschirmungsäquivalente auf Anfrage.

Kontaktieren Sie uns dazu bitte per Mail: info@almedis.de


Manuelles Dosiersystem für Radiopharmazeutika *Manual dose administration system for radiopharmaceuticals*

Aus dem Fläschchen im Dosiersystem, das im Dosiskalibrator hängt, wird das Radiopharmazeutika in die Spritze in der abgeschirmten Injektionseinheit aufgezogen. Die Aktivität in der Spritze wird rechnerisch bestimmt, wodurch die Notwendigkeit entfällt, die aktive Spritze separat zu messen. Die aufgezogene Spritze muss somit nicht mehr aus der Abschirmung entnommen werden.

Durch die Verwendung eines Dreiwegehahns und Kochsalzlösung verbleibt nahezu keine Aktivität als Verlust beim Aufziehen oder Verabreichen in der Spritze oder den Schläuchen. Damit ist der aufgezogene Aktivitätswert in der Verabreichungsspritze korrekt.

Das geschirmte manuelle Dosiersystem ist für die Verwendung mit einem Standardfläschchen und einem Dosiskalibrator als Teil des Gesamtsystems konzipiert. Die Übernahme des Standardfläschchen aus einer Fläschchenabschirmung in das Dosiersystem erfolgt ebenfalls abgeschirmt und berührungslos.

Das System bietet optimalen Schutz für die manuelle Verabreichung während des gesamten Verfahrens vom Aufziehen bis zur Verabreichung.



ART.-NR.: 856.200



Fläschchen-Container mit Bajonettverschluss *Vial container*

DURCHMESSER INNEN: 26 X 50 CM
(MIT FEDER)

ART.-NR.: 958.010 - **3 MM WOLFRAM** (TUNGSTEN)

ART.-NR.: 958.110 - **7 MM WOLFRAM** (TUNGSTEN)

***Individuelle Maße auf Anfrage.**

Kontaktieren Sie uns dazu bitte per Mail:
info@almedis.de

Spritzenabschirmungen aus Acrylglas für Betastrahler *Syringe shields for beta shields*

ART.-NR.		
1065.104	B-SHIELD 1 ML SPRITZE	78,5 MM*
1065.102	B-SHIELD 2 ML SPRITZE	53 MM*
1065.103	B-SHIELD 3 ML SPRITZE	70 MM*
1065.105	B-SHIELD 5 ML SPRITZE	68 MM*
1065.110	B-SHIELD 10 ML SPRITZE	86 MM*
1065.120	B-SHIELD 20 ML SPRITZE	89 MM*
1065.202	B-SHIELD 2 ML (NIPRO) SPRITZE	61 MM*



*Länge der Halterung in Millimeter



Spritzenabschirmungen mit Bleiglas

Syringe shields with lead glass

- ABSCHIRMUNG MIT 2 MM WOLFRAM (TUNGSTEN)
- MIT SCHRAUBE



ART.-NR.

924.202	SPRITZENHÜLSE FÜR 1 ML SPRITZE (TERUMO)	70 – 8 MM*
924.100	SPRITZENHÜLSE FÜR 1 ML SPRITZE (CODAN)	78 – 8 MM*
924.101	SPRITZENHÜLSE FÜR 1 ML SPRITZE (BD)	75 – 11 MM*
924.108	SPRITZENHÜLSE FÜR 2 ML SPRITZE	53 – 13 MM*
924.108 E	SPRITZENHÜLSE FÜR 2 ML SPRITZE (BD EMERALD)	50 – 11 MM*
924.103	SPRITZENHÜLSE FÜR 3 ML SPRITZE (BD PLASTIPAK)	68 – 11 MM*
924.104	SPRITZENHÜLSE FÜR 3 ML SPRITZE (BRAUN OMNIFIX)	65 – 11.5 MM*
924.107	SPRITZENHÜLSE FÜR 5 ML SPRITZE (BD)	65 – 15 MM*
924.110	SPRITZENHÜLSE FÜR 10 ML SPRITZE	75 – 17 MM*

*Dimension (xx – xx) = Länge – Durchmesser innen

**Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten



Abfallbehälter

Waste container

Abgeschirmter Edelstahl-Abfallbehälter für die Lagerung von kontaminierten Abfällen in Kombination mit den Basis-Abfallbehältern 70I-50I-30I

42 X 34 X 64 CM

ART.-NR.: 828.100 - mit Bleiabschirmung entspricht 3 mm Pb

ART.-NR.: 828.800 - mit Bleiabschirmung entspricht 10 mm Pb

Weitere Maße (Pb) auf Anfrage.

Kontaktieren Sie uns dazu bitte per Mail:
info@almedis.de



Abfallbehälter für Nadeln

Sharp needle waste container

Abgeschirmter Edelstahl-Abfallbehälter für die Lagerung von kontaminierten Nadeln und Abfällen in Kombination mit gelben Einsatz-Abfallbehältern (econorm ® UN 3291)

ART.-NR.: 889 (versch. Ausführungen möglich).

Individuelle Maße auf Anfrage.

Kontaktieren Sie uns dazu bitte per Mail:
info@almedis.de